


Übernahme der Datenbank in eine aktuellere Software-Version


Um Ihre Lizenzdaten, Daten von Proband*innen sowie Einrichtungen etc. zu übertragen, ist es notwendig die Datenbank in die neue Softwareversion zu kopieren. Die Ursprungssoftware sollte dabei mindestens die Version 1.1.16 haben.

Dies funktioniert wie folgt:

Ordner der alten Software öffnen → Ordner „db“ mit der rechten Maustaste auswählen und kopieren



Fügen Sie als nächstes den gesamten (kopierten) Ordner in den Dateiordner der neu installierten Software ein.



Nun klicken Sie auf „Dateien im Ziel ersetzen“.

Jetzt haben Sie Ihre bisherige Datenbank mit sämtlichen von Ihnen bereits getätigten Einstellungen (inkl. Proxyeinstellungen, Konfiguration auf SQL-Server etc.) übernommen.

Wir wünschen Ihnen weiterhin gutes Arbeiten mit der Software.

Mit besten Grüßen aus dem hamet Team